



ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Spitalul General Căi Ferate Pașcani
Str. M. Kogălniceanu, nr.24, jud. Iași

Telefon / Fax: 0232.767065
e-mail: spitalcfpascanimanager@gmail.com
www.spitalulgeneralcf-pascani.ro

SPITALUL C.F. PAȘCANI
INTRARE Nr. 4059
LEZIE
Ziua 19 Luna 09 Anul 2017

CAIET DE SARCINI TESTE RAPIDE

Teste rapide termen de valabilitatemaxim (2018)

1. AgHBs-casete -60 buc

casete pentru detectia AgHBs din ser, ambalate individual

2. Ac anti HCV casete-60 buc

Proba : Ser / Plasma/ Singe total

Testul rapid de determinare a anticorpilor Anti HCV contine casetele de testare, doua flacoane cu diluent si instructiuni de utilizare in limba romana.

3. AFP casete-25 buc

Alfa feto protein casete test rapid

CEA casete-25 buc

Antigen Carcinoembrionar CEA (imunocromatografic) casete - trusa 25 teste

4. PSA CASETE-50 buc

TEST RAPID MARKERI TUMORALI - PSA CASETA- cutii x25 teste

5. CRP-kit 100 teste-6 buc

CONTINUT

| | | |
|-----------------------------|----------|----------|
| A. Reactiv | 1 x 3 ml | 1 x 8 ml |
| C-.Control negativ | 1 x 1 ml | 1 x 1 ml |
| C+.Control pozitiv | 1 x 1 ml | 1 x 1 ml |
| Carduri test (cu slide-uri) | 3 | 6 |
| Betisoare amestecatoare | 1 x 50 | 1 x 150 |

COMPOZITIE

A.Reactiv : Suspensie de particule de latex acoperite cu anticorpi anti CRP umana, azida de sodiu 0.95 g/l.

C-.Control negativ : Ser continand CRP <6 mg/l

C+.Control pozitiv: Ser uman continand CRP>6 mg/l

Carduri test (observatia 1).

Betisoare pentru amestecare. De unica folosinta.

ECHIPAMENT ADITIONAL

Agitator mecanic ajustabil la 100 rpm.

PROBA

Ser recoltat prin proceduri standard.

6.FACTOR REUMATOID-kit 100 teste-4 buc

CONTINUT

| | | |
|-----------------------------|----------|----------|
| A. Reactiv | 1 x 3 ml | 1 x 8 ml |
| C-.Control negativ | 1 x 1 ml | 1 x 1 ml |
| C+.Control pozitiv | 1 x 1 ml | 1 x 1 ml |
| Carduri test (cu slide-uri) | 3 | 6 |
| Betisoare amestecatoare | 1 x 50 | 1 x 150 |

COMPOZITIE

A.Reactiv : Suspensie de particule de latex acoperite cu gama-globulina umana, azida de sodiu 0.95 g/l.

C-.Control negativ : Ser continand RF <30 UI/ml

C+.Control pozitiv: Ser uman continand CRP>30 UI/ml

Carduri test (observatia 1).

Betisoare pentru amestecare. De unica folosinta.

ECHIPAMENT ADITIONAL

Agitator mecanic ajustabil la 100 rpm.

PROBA

Ser recoltat prin proceduri standard. RF din ser este stabil pentru 2 zile la 2-8°C.

7.ASLO kit 100 teste-5 buc

Trusa pentru determinarea ASLO - latex 100 de teste

Kitul contine:

Continut 100 teste

ASO latex 4 ml

Control pozitiv 0,5 ml

Control negativ 0,5 ml
Card de testare 2 buc.
Pipete/amestecatoare 100 buc.

8.D-DIMERI casete-20 buc

Test rapid (casete) pentru detectarea calitativa a D-Dimerilor in sange integral sau plasma.

Impachetare: 1 cutie = 10 teste (casete) ambalate individual.

Continut: 10 casete ambalate individual, 1 flacon buffer suficient pentru 10 teste, 10 pipete de unica folosinta.

Marcaj de conformitate CE si certificate de calitate pe lot.

9.SLE-LATEX -kit 1

Continut cutie: 25 det.

Este un test latex rapid pentru punerea în evidenta, respectiv determinarea cantitativa a anticorpilor antinucleoproteinici serici caracteristici lupusului eritematos sistematic. Metodele de laborator care servesc pentru evidentierea anticorpilor antinucleari cuprind examinările imunoflorescente, examinarea celulelor LE cât și cele bazate pe aglutinarea particulelor sensibilizate.

Anticorpii fata de dezoxiribonucleoproteine (DNP) sunt recunoscuti a fi caracteristici pentru lupusul eritematos sistematic (SLE). Acesti anticorpi sunt considerati a fi responsabili pentru fenomenul LE observat in vitro la 75—80% dintre bolnavii cu diagnostic de SLE. Evidentierea acestui fenomen nu este necesara pentru diagnosticarea SLE, testul poate fi negativ la unii bolnavi cu simptome caracteristice. În aceste cazuri anticorpii antinucleari pot fi pusi în evidenta cu alte metode.

10.HELICOBACTER PYLORI(SER)-50 buc

Testul rapid de detectare a anticorpului H. Pylori din ser sau plasma. Este destinat uzului profesional ca aditional in diagnosticarea infectiilor cu H. Pylori, fiind un test calitativ bazat pe principiul imunocromatografic.

termen de valabilitate minim 12 luni

11.AG H PYLORI(MATERII FECALE)-20 buc

h pylori Ag din fecale

12.SER IDENTIFICARE GRUPE SANGUINE+RH(3 FL+1FL)

13.STRIPURI URINA(100 BUC)-25 kit pentru URISCAN H 100

H11

STRIPURI URINA - Numar stripuri: 100

Parametri: Urobilinogen, bilirubin, cetone, sange, protein, nitriti, leucocite, glucoza, densitate, ph, acid ascorbic.

14.URINA CONTROL NORMAL -2 BUC,expirare decembrie 2017

URINALYSIS Control Negative 1x8ml

PREZENTARE: Lichid, valabilitate 12 luni la +2-8C sigilat si protejat de lumina soarelui; dupa deschidere valabilitate o luna la +2-8C sigilat si protejat de lumina soarelui. ANALITI: Glucoza, Bilirubina, Cetone, densitate, pH, sange, Proteine, Urobilinogen, Nitriti, Leucocite, Microalbumina, Creatinina si Calciu. Valori pentru analizoarele: DIRUI (A10,E10,M10,H series,H800).

15. URINA CONTROL PATOLOGIC-2 buc, expirare decembrie 2017

URINALYSIS Control Positive 1x8ml

PREZENTARE: Lichid, valabilitate 12 luni la +2-8C sigilat si protejat de lumina soarelui; dupa deschidere valabilitate o luna la +2-8C sigilat si protejat de lumina soarelui. ANALITI: Glucoza, Bilirubina, Cetone, densitate, pH, sange, Proteine, Urobilinogen, Nitriti, Leucocite, Microalbumina, Creatinina si Calciu. Valori pentru analizoarele: DIRUI (A10,E10,M10,H series,H800), BAYER(10SG), ROCHE(Combur10), KYOTO(10EA)

16.AMESTEC SULFOCROMIC-3 L

17.DISCURI ANTIBIOGRAMA(5X50 BUC/CUTIE)

- a)Amoxicilina+acid clavulanic 20/10 microg-1 cutie
- b)Ampicilina+sulbactam 10/10 microg-1 cutie
- c)Cefaclor-320 microg-1 cutie
- d)Norfloxacin 10 microg-1 cutie
- e)Acid nalidixic 30 microg-1 cutie
- f)Nitrofurantoin 300 microg-1 cutie
- g)Doxycyclina-30 microg-1 cutie

Manager,

dr. Roșca Cătălina



Întocmit,

Ref. Corduneanu Daniela